

Badanie nigdy nie było tak proste jak teraz Użytkownicy LaserCyte® mogą docenić łatwość obsługi aparatu

Wykonanie testu to trzy proste kroki:

1 Umieszczenie próbki
i próbki CBC5R
w analizatorze LaserCyte®

2 Wprowadzenie danych
dotyczących pacjenta

3 Naciśnięcie
przycisku...

To już
wszystko !

Całkowita automatyzacja urządzenia ułatwia wykonanie pomiarów.
Nie ma konieczności skomplikowanego przygotowania –
wystarczy pobrać próbkę i natychmiast ją zbadać.

Każdy zestaw CBC5R zawiera:

1 próbkę płukania enzymatycznego

1 próbkę na odpady

25 próbek CBC5R

25 próbek VetCollect™

do pobierania próbek

zawierających antykoagulant,

o pojemności 1 ml, która jest objętością

preferowaną przez lekarzy weterynarii

